


Wybierz system OSNA dla precyzyjnej
i standaryzowanej analizy węzłów chłonnych





Analiza molekularna przerzutów do węzłów chłonnych wartowniczych w celu precyzyjnego dostosowania decyzji terapeutycznych

■ Pewność rozpoznania i wykrycia nawet bardzo małych przerzutów

OSNA analizuje całe węzły chłonne w celu dokładnej detekcji występowania przerzutów.

■ Obiektywne i standaryzowane informacje diagnostyczne

Marker CK19 mRNA zapewnia ilościowe i obiektywne oznaczenie obciążenia przerzutami w węzłach chłonnych.

■ Zoptymalizowany przebieg pracy, mniejsze obciążenie pracą

- Zautomatyzowany system
- Gotowe do użycia odczynniki
- Do 14 próbek w 30 minut

■ Szybka dostępność wyników dla natychmiastowych decyzji terapeutycznych

- Krótki czas analizy
- Nadaje się do mapowania węzłów chłonnych wartowniczych we wczesnym stadium i pomaga w podejmowaniu najodpowiedniejszych śródoperacyjnych decyzji [1, 2]

CK19

„Ocena węzłów chłonnych za pomocą OSNA była łatwa do wprowadzenia. W naszej własnej serii badań prawidłowy status węzłów chłonnych udało się ustalić we wszystkich przypadkach raka żołądka. Ponadto za pomocą OSNA 7% przypadków zaklasyfikowano do wyższego stadium. Zwłaszcza w skojarzeniu z leczeniem miejscowym i mapowaniem węzła wartowniczego OSNA oferuje fascynujące możliwości w bliskiej przyszłości.”

Dr Bruno Märkl, użytkownik OSNA od 2015 roku

„OSNA jest przydatną, wygodną i obiektywną alternatywą dla aktualnej metody badania histopatologicznego wykorzystywanej do wykrywania przerzutów do węzłów chłonnych u pacjentów z rakiem żołądka we wczesnym stadium.”

Takeuchi H, poster [2]

Piśmiennictwo

- [1] Yaguchi et al. (2011): One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) for the Application of Sentinel Node Concept in Gastric Cancer. Ann Surg Oncol.
- [2] Kumagai et al. (2014): Multicenter study evaluating the clinical performance of the OSNA assay for the molecular detection of lymph node metastases in gastric cancer patients. Gastric Cancer.

Dystrybutor w Polsce: Sysmex Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, Polska · Tel. +48 22 5728400 · Faks +48 22 5728410 · info@sysmex.pl · www.sysmex.pl

Autoryzowany przedstawiciel: Sysmex Europe GmbH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Niemcy · Tel. +49 40 52726-0 · Faks +49 40 52726-100 · oncology@sysmex-europe.com · www.sysmex-europe.com

Producent: Sysmex Corporation

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan · Tel. +81 78 265-0500 · Faks +81 78 265-0524 · www.sysmex.co.jp

Adres lokalnego przedstawiciela Sysmex znajduje się na stronie www.sysmex-europe.com